



Worki z PE do stomachera - sterylne

CORNING

Sterylnie woreczki Corning® Gosselin™ z folii PE, przeznaczone do pracy ze stomacherami oraz do przygotowywania próbek w analizach żywności, napojów i środowiska. Dostępne w wariantach bez filtra oraz z filtrami bocznymi lub pełnymi, w różnych wielkościach opakowań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Filtr	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-1160	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	brak	sterylny	SM1-01	4500 szt.
	K-1161	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	brak	sterylny	SM2-02	2500 szt.
	K-1162	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	brak	sterylny	SM2-01	2500 szt.
	K-1163	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	boczny	sterylny	BBAG-03	1500 szt.
	K-1164	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	pełny	sterylny	FBAG-03	1500 szt.
	K-1165	Woreczki do stomachera PE	PE	400 ml	pełny	sterylny	FBAG-04	1500 szt.

Opis

Sterylnie woreczki Corning® Gosselin™ z wytrzymałej folii PE. Przeznaczone do przygotowywania próbek w analizach żywności, napojów i badań środowiskowych.

Dostępne w wersjach **bez filtra oraz z filtrami bocznymi lub pełnymi**. Oferowane w **opakowaniach po 1500, 2500 lub 4500 sztuk**.

W ofercie dostępne są również aseptyczne [zamknięcia do woreczków](#). Każdy produkt jest objęty certyfikatem serii.