



Klipsy do worków homogenizacyjnych

CORNING

Aseptyczne klipsy Corning® Gosselin™ do worków homogenizacyjnych, zapewniające szybkie i pewne zamykanie podczas przygotowywania próbek. Ułatwiają higieniczne przechowywanie worków w stojaku. Pakowane po 1000 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1166	Klipsy do worków do stomachera	aseptyczny	1000 szt.	CLIP-01

Opis

Aseptyczne klipsy Corning® Gosselin™ do worków homogenizacyjnych o pojemności **80 ml i 400 ml**. Są przeznaczone do szybkiego zamykania worków między etapami przygotowania próbek. Klipsy są dostępne w opakowaniach **po 1000 sztuk**.