



Czerpaki z PP z uchwytem i nakrętką

CORNING

Czerpaki Corning® Gosselin™ służą do pobierania próbek wody, bulionów, zawiesin i materiałów środowiskowych. Wykonane z odpornego polipropylenu, z odłączanym uchwytem ułatwiającym przechowywanie i pobór w trudno dostępnych miejscach. Indywidualne pakowanie zapewnia pełną sterylność.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Długość	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	N-8630	Czerpak z uchwytem i nakrętką	pp	40 ml	275 mm	sterylny	pak. ind.	250 szt.	TAT30C-01
	N-8631	Czerpak z uchwytem i nakrętką	pp	90 ml	275 mm	sterylny	pak. ind.	150 szt.	TAFL1-01
	N-8632	Czerpak z uchwytem i nakrętką	pp	125 ml	275 mm	sterylny	pak. ind.	100 szt.	TAT52C-01
	N-8633	Czerpak z uchwytem i nakrętką	pp	180 ml	305 mm	sterylny	pak. ind.	100 szt.	TAT53C-01

Opis

Charakterystyka i zastosowanie czerpaków Corning® Gosselin™

Sterylnie czerpaki Corning® Gosselin™ są przeznaczone do **pobierania próbek wody, bulionów, zawiesin oraz materiałów środowiskowych**. Wykonane z **trwałego, niebieskiego polipropylenu**, który zapewnia wysoką odporność chemiczną i wygodę pracy nawet w wymagających warunkach. **Odłączany uchwyt** ułatwia transport i przechowywanie, a także umożliwia pobór próbek w miejscach trudno dostępnych. Każdy czerpak jest **indywidualnie pakowany**, co gwarantuje sterylność i bezpieczeństwo użytkowania.

Dostępne warianty

Seria obejmuje cztery pojemności: **40 ml, 90 ml, 125 ml i 180 ml**, dzięki czemu można dobrać odpowiedni wariant do specyfiki procedury. Mniejsze objętości sprawdzają się w **testach przesiewowych i kontroli jakości**, natomiast większe czerpaki umożliwiają pobór prób wymagających większej rezerwy objętości lub pracy z dużych zbiorników. Czerpaki Corning® Gosselin™ są chętnie stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, zakładach przemysłu spożywczego, wodociągach oraz w monitoringu środowiskowym.

Każdy produkt jest objęty certyfikatem serii.