



Fiolki z zakrętkami i septami - 1,5 ml

Fiolki wykonane ze szkła. Z zakrętką z otworem i septą z butylu pokrytą teflonem (do jednorazowych iniekcji). Przeznaczone do przechowywania małych ilości substancji, np. stosowanych w chromatografii gazowej. Zawartość fiolki może być pobierana za pomocą igły.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Septa	Gwint	Szt./Op.
	2-1000	Fiolki z zakrętkami i septami	bezbarwny	1,5 ml	Butyl / PTFE	8-425	100 szt.

Opis

Fiolki wykonane ze szkła. Z zakrętką z otworem i septą z butylu pokrytą teflonem (do jednorazowych iniekcji). Przeznaczone do przechowywania małych ilości substancji, np. stosowanych w chromatografii gazowej. Zawartość fiolki może być pobierana za pomocą igły.