



Fiolki Wheaton Shorty Vials[®] - 2 ml - bez zakrętek

WHEATON[®]

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Wheaton 33 odpornego termicznie. Szeroki kształt zapewnia większą stabilność. Zapakowane na tackach w praktycznym kartonie. Zakrętki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wymiary	Gwint	Szt./Op.
	9-0163	Fiolki Wheaton Shorty Vials [®]	bezbarwny	2 ml	15 x 28 mm	ND13	200 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Wheaton 33 odpornego termicznie. **Dostarczane bez zakrętki.** Szeroki kształt zapewnia większą stabilność. Zapakowane na tackach w praktycznym kartonie. Zakrętki należy zamawiać osobno.