



Końcówki kondukcyjne - poj. 20 µl

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX
HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750205	Końcówki kondukcyjne	20 µl, kondukcyjne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750206	Końcówki kondukcyjne	20 µl, kondukcyjne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.
	A-750208	Końcówki kondukcyjne	20 µl, kondukcyjne, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750209	Końcówki kondukcyjne	20 µl, kondukcyjne, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.