



Pompa próżniowa FB70155

fisherbrand

Bezolejowa pompa próżniowa tłokowa FB70155 do zastosowań laboratoryjnych, przeznaczona do wytwarzania próżni zgrubnej lub umiarkowanego ciśnienia. Dzięki lekkiej, kompaktowej konstrukcji z wytrzymałą obudową z tworzywa sztucznego sprawdza się w codziennej pracy jako alternatywa dla aspiratora wodnego. Wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz króciec DN6 do węża próżniowego o średnicy wewnętrznej 6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Próżnia	Maks. przepływ	Nr producenta
	P-8030	Pompa próżniowa FB70155	292 mbar	9,21 l/min	11533485

Opis

Bezolejowa pompa próżniowa Fisherbrand™ to praktyczne rozwiązanie do standardowych zastosowań laboratoryjnych, w których wymagane jest uzyskanie próżni zgrubnej lub umiarkowanego ciśnienia. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostej obsłudze sprawdza się w codziennej pracy jako wygodna alternatywa dla aspiratora wodnego.

Zastosowanie

Pompa FB70155 została zaprojektowana do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, niewymagających wysokiej próżni. **Dobrze sprawdza się w rutynowych procedurach**, w których potrzebne jest stabilne źródło podciśnienia lub umiarkowanego ciśnienia.

Konstrukcja pompy próżniowej Fisherbrand

Urządzenie wyróżnia się lekką, kompaktową budową, która ułatwia jego przenoszenie i użytkowanie w różnych miejscach pracy. **Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego** została wyposażona w zintegrowany uchwyt, co zwiększa wygodę codziennej obsługi.

Parametry użytkowe

Model **wyposażono w króciec DN6**, przeznaczony do współpracy z węzłem próżniowym o **średnicy wewnętrznej 6 mm**.

Dane techniczne

Parametr	Bezolejowa pompa próżniowa Fisherbrand™ FB70155
Maks. próżnia	292 mbar
Zasilanie elektryczne	silnik 230 V / 50 Hz, przewody zasilające Schuko i UK
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	20,5 × 12 × 21,0 cm
Głębokość	194 mm
Masa	2,3 kg
Wysokość całkowita	191 mm
Szerokość całkowita	114 mm
Wydajność przepływu powietrza	9,21 l/min
Zastosowanie	pobór próbek gazu
Maksymalne ciśnienie	2,3 bar