

Końcówki - poj. 200 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
—	A-750025	Końcówki	200 µl	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750026	Końcówki	200 µl, 180 płytek nośnych	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.
—	A-750028	Końcówki	200 µl, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
—	A-750029	Końcówki	200 µl, 180 płytek nośnych, sterylne	18 x 5 pudełek = 17.280 szt.

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.