

Końcówki - poj. 200 µl



Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Pakowane |
|-----------|----------|----------|--------------------------------------|---|
| — | A-750025 | Końcówki | 200 µl | 5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.) |
| — | A-750026 | Końcówki | 200 µl, 180 płytek nośnych | 18 x 5 pudełek = 17.280 szt. |
| — | A-750028 | Końcówki | 200 µl, sterylne | 5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.) |
| — | A-750029 | Końcówki | 200 µl, 180 płytek nośnych, sterylne | 18 x 5 pudełek = 17.280 szt. |

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT, EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.