

Końcówki kondukcyjne z filtrem - poj. 200 µl



Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750628	Końcówki kondukcyjne z filtrem	200 µl, kondukcyjne, sterylne	5 pudełek po 2 płytki nośne (zawierające po 96 szt. = 960 szt.)
	A-750629	Końcówki kondukcyjne z filtrem	200 µl, kondukcyjne, sterylne	180 płytek nośnych = 17.280 szt.

Opis

Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO i PE/PACKARD, MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS oraz JANUS z głowicą MULTIPROBE.