

Końcówki z filtrem - poj. 50 µl



Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-751438	Końcówki z filtrem	50 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)

Opis

Przeznaczone do następujących systemów automatycznych:

BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo oraz Tecan Aquarius.