



Termostaty z łaźnią wodną serii T



Termostaty z łaźnią wodną serii T Laboplay służą do kontrolowanego ogrzewania lub chłodzenia próbek w stabilnej temperaturze. Wyposażone są w bezbarwne wanny poliwęglanowe. Termostat pracuje w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C, z dokładnością $\pm 0,2^\circ\text{C}$. Łaźnie dostępne w szerokim zakresie pojemności – od 5 do 25 l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. zewnętrzne	Głębokość wew.	Materiał zbiornika	Nr producenta
	L-2265	Termostat z łaźnią wodną typu T 105P	5 l	do 99,9°C	176 x 325 x 310 mm	150 mm	poliwęglan	00101
	L-2266	Termostat z łaźnią wodną typu T 108P	8 l	do 99,9°C	176 x 325 x 360 mm	150 mm	poliwęglan	00102
	L-2267	Termostat z łaźnią wodną typu T 119 P	19 l	do 99,9°C	325 x 265 x 310 mm	150 mm	poliwęglan	00103
	L-2268	Termostat z łaźnią wodną typu T 207P	7 l	do 99,9°C	325 x 530 x 310 mm	200 mm	poliwęglan	00104
	L-2269	Termostat z łaźnią wodną typu T 210P	10 l	do 99,9°C	325 x 265 x 360 mm	200 mm	poliwęglan	00105
	L-2270	Termostat z łaźnią wodną typu T 225P	25 l	do 99,9°C	325 x 530 x 360 mm	200 mm	poliwęglan	00106

Opis

Specyfikacja termostatów z łaźnią wodną serii T Laboplay

Termostaty z łaźnią wodną serii T to urządzenia laboratoryjne przeznaczone **do kontrolowanego ogrzewania lub chłodzenia próbek** w stabilnej, jednorodnej temperaturze. Proponowane modele są wyposażone w **bezbarwne wanny poliwęglanowe**. Zakres pracy wynosi od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C, przy dokładności do 0,2°C. Urządzenia wyposażono w wyświetlacz LED, sygnalizację niskiego poziomu wody oraz komunikat o uszkodzeniu czujnika temperatury. Łaźnie posiadają funkcję minutnika w zakresie 1-999 minut z sygnałem zakończenia odliczania.

Dostępne warianty produktów i akcesoria

Termostaty z łaźnią oferowane są w pojemnościach od 5 do 25 litrów oraz w dwóch głębokościach – 150 mm i 200 mm. Do każdego urządzenia dołączana jest nierdzewna pokrywa płaska z uchwytem pałkowym.

W zakładce „Karta katalogowa” znajduje się karta katalogowa produktów oraz platform dostępnych na zapytanie.

W przypadku zainteresowania dodatkowym wyposażeniem, takim jak statywy Laboplay do probówek lub systemy chłodzenia, zachęamy do kontaktu poprzez email: oferty@bionovo.pl.

**Dane
techniczne****Parametr****Termostat z łaźnią wodną serii T**

Nr-art.	L-2265	L-2266	L-2267	L-2268	L-2269	L-2270
Model	T 105P	T 108P	T 119 P	T 207P	T 210P	T 225P
Pojemność użytkowa	5 l	8 l	19 l	7 l	10 l	25 l
Wymiaryzew.	176 x 325 x 310 mm	325 x 265 x 310 mm	325 x 530 x 310 mm	176 x 325 x 360 mm	325 x 265 x 360 mm	325 x 530 x 360 mm
Głębokośćwew.	150 mm			200 mm		
Materiał wanny	bezbardwy poliwęglan					
Zakres temperatury	+5°C od temperatury otoczenia do 99,9°C					
Dokładność temperatury	±0,2°C					
Rozdzielczość regulatora temperatury	0,1°C					