



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> beFree long - bezpudrowe

MERCATORMEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi i grubszej warstwie tworzywa. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – w 100% wolne od akceleratorów chemicznych. Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                              | Typ        | Powierzchnia | Rozmiar | Kolor     | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|----------|
|           | P-4211  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane | XS      | fioletowe | 100 szt. |
|           | P-4212  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane | S       | fioletowe | 100 szt. |
|           | P-4213  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane | M       | fioletowe | 100 szt. |
|           | P-4214  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane | L       | fioletowe | 100 szt. |
|           | P-4215  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> beFree long - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane | XL      | fioletowe | 100 szt. |

### Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. **Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi i grubszej warstwie tworzywa.** Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – **w 100% wolne od akceleratorów chemicznych.** Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne) oraz normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie lub przekłucie).

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> beFree long (dawniej nitrylex<sup>®</sup> chemo long) posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** – klasa I – wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** – kategoria III – środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 125 x 260 x 70 mm.

**Długość:** 300 mm.

**Kolor:** fioletowe.

**Produkt w promocyjnej cenie ma przekroczony termin ważności.**