



Końcówki Kristall - 20 µl

ratiolab[®]

Do pipet Eppendorf, Brand, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Wykonane z PP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Szt./Op.
	E-1024	Końcówki do pipet (PP)	krystaliczny	0,5-20 µl	1000 szt.

Opis

Do większości popularnych pipet automatycznych, m. in. Eppendorf, Brand, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Wykonane z PP.