



Łaźnie wodne JB Academy JBA

Łaźnie wodne JB Academy JBA to proste i niezawodne urządzenia do stabilnego ogrzewania próbek w zastosowaniach edukacyjnych i rutynowych. Seria obejmuje modele 5, 12 i 18 l. Szeroki zakres pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 95°C oraz technologia Set and Forget[®] zapewniają szybkie nagrzewanie i stabilność z dokładnością $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Intuicyjny panel z blokadą oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem i suchobiegami zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Wym. robocze	Moc	Nr producenta
	B-6630	Łaźnia wodna JB Academy JBA5	5 l	do 95°C	281 x 131 x 132 mm	350 W	JBA5
	B-6631	Łaźnia wodna JB Academy JBA12	12 l	do 95°C	306 x 281 x 132 mm	800 W	JBA12
	B-6632	Łaźnia wodna JB Academy JBA18	18 l	do 95°C	281 x 485 x 132 mm	1400 W	JBA18

Opis

Specyfikacja łaźni wodnych serii JB Academy JBA Grant

Łaźnie wodne **JB Academy JBA** to proste w obsłudze, niezawodne urządzenia laboratoryjne przeznaczone do stabilnego ogrzewania próbek w szerokim zakresie zastosowań edukacyjnych i rutynowych. Seria obejmuje trzy modele o pojemnościach **5, 12 i 18 litrów**, dostarczane standardowo z **tacką bazową**, która chroni dno zbiornika i zwiększa funkcjonalność pracy. Zakres temperatur wynosi **od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 95°C**, co pozwala na realizację większości podstawowych procedur laboratoryjnych.

Zastosowana technologia **Set and Forget[®]** zapewnia szybkie nagrzewanie oraz powtarzalną, stabilną kontrolę temperatury, a stabilność na poziomie **$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$** umożliwia prowadzenie procesów wymagających stałych warunków. Intuicyjny panel sterowania ułatwia ustawianie parametrów, a **blokada panelu przedniego** zapobiega przypadkowym zmianom temperatury. Konstrukcja zbiornika, pozbawiona elementów grzejnych wewnątrz, ułatwia czyszczenie i pozwala na bezpieczne umieszczanie różnego typu naczyń. Modele **12 l i 18 l** wyposażono dodatkowo w **zawór spustowy**, który ułatwia opróżnianie łaźni.

Urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed przegrzaniem i suchobiegami, a także funkcję **jednopunktowej kalibracji**.

Dostępne warianty produktów i zakres dostawy

Łaźnie wodne serii JB Academy dostępne są w trzech pojemnościach: **5 l, 12 l oraz 18 l**. Wszystkie modele wyposażono w

tackę bazową, a warianty 12- i 18-litrowe dodatkowo w **zawór spustowy** ułatwiający opróżnianie zbiornika. Łaźnie dostarczane są bez pokrywy.

W zakładce „**Pliki do pobrania**” dostępna jest karta katalogowa produktów wraz z listą akcesoriów oferowanych na zapytanie.

**Dane
techniczne**

Parametr

Łaźnie wodne JB Academy JBA

Nr-art.	B-6630	B-6631	B-6632
Model	JBA5	JBA12	JBA18
Pojemność użytkowa	5 l	12 l	18 l
Wymiaryzew.	215 x 335 x 200 mm	365 x 360 x 225 mm	570 x 335 x 275 mm
Zakres temperatury	+5°C od temperatury otoczenia do 95°C		
Dokładność temperatury	±0,5°C		
Rozdzielczość regulatora temperatury	0,5°C		