

Końcówki do pipet (PP)

Do pipet Eppendorf, Brand, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	E-1000	Końcówki do pipet (PP)	1-200 µl	żółty	1000 szt.
	E-1001	Końcówki do pipet (PP)	200-1000 µl	niebieski	1000 szt.

Opis

Do pipet Eppendorf, Brand, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku.