



epT.I.P.S.[®] BioBased Starter Pack

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
ependorf

Starter Pack BioBased Biopur[®] to promocyjny zestaw końcówek do pipet 2–200 µl, 53 mm, żółtych, w praktycznym formacie 480 szt. (5 tacek x 96 końcówek) z pustym pudełkiem na końcówki. To wygodne rozwiązanie dla laboratoriów, które chcą ograniczyć ilość odpadów i zmniejszyć ślad węglowy, a jednocześnie korzystać z wysokiej jakości końcówek Eppendorf. Promocja obowiązuje do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	W zestawie	Nr producenta
	K-5770	epT.I.P.S. [®] BioBased Starter Pack	2-200 µl	53 mm	żółty	Biopur	5 x 96 szt.	480 szt.	z pudełkiem	0030 080.432

Opis

Starter Pack BioBased Biopur[®] to specjalny zestaw promocyjny stworzony z myślą o laboratoriach, które chcą pracować wygodniej, bardziej ekonomicznie i w duchu zrównoważonego rozwoju, zmniejszając swój ślad węglowy. W zestawie znajduje się **480 żółtych końcówek do pipet o zakresie 2-200 µl i długości 53 mm**, zapakowanych w **5 tacek po 96 sztuk (łącznie 480 sztuk)**, a także **puste pudełko** przystosowane do ich codziennego użytkowania.

Praktyczne i bardziej zrównoważone rozwiązanie Eppendorf

Końcówki **epT.I.P.S.[®] BioBased** zastosowane w tym zestawie są produkowane z **recyklingowanych surowców drugiej generacji**, pochodzących wyłącznie z odpadów i pozostałości, takich jak produkty uboczne z produkcji olejów roślinnych czy zużyty olej spożywczy. Dzięki temu wspierają bardziej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i pomagają ograniczać wpływ działalności laboratoryjnej na środowisko.

Format **Reload** pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość generowanych odpadów w porównaniu z klasycznymi jednorazowymi statywami, co czyni ten zestaw praktycznym wyborem zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ekologicznym.

Jakość, której można zaufać

Starter Pack Biopur[®] to nie tylko korzyści środowiskowe, ale również wysoki standard bezpieczeństwa pracy. Końcówki wykonano z wysokiej jakości materiału, **bez substancji poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów**, co wspiera stabilność próbek i bezpieczeństwo procedur laboratoryjnych.

Zakład produkcyjny posiada **certyfikat ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification)**, który potwierdza identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw. Produkt ma również **certyfikat ACT (Accountability, Consistency, and Transparency)**, przyznawany przez niezależny organ oceniający zrównoważony charakter produktów laboratoryjnych.

Promocja na Starter Pack Biopur® jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów.