



Końcówki kapilarne do pipet



Wykonane z PP. Uniwersalne w zastosowaniu przy pipetach mikrolitrowych Eppendorf, Brand, Gilson, Finnpiquette i Socorex.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Średnica	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	1-6400	Końcówki kapilarne do pipet	okrągła	0,57 mm	0,5-200 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6401	Końcówki kapilarne do pipet	okrągła	0,57 mm	0,5-200 µl	sterylne	200 szt.
	1-6402	Końcówki kapilarne do pipet	płaska	0,37 mm	0,5-200 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6403	Końcówki kapilarne do pipet	płaska	0,37 mm	0,5-200 µl	sterylne	200 szt.
	1-6404	Końcówki kapilarne do pipet	ultrapłaska	0,17 mm	0,5-200 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6405	Końcówki kapilarne do pipet	ultrapłaska	0,17 mm	0,1-200 µl	sterylne	200 szt.
	1-6406	Końcówki kapilarne do pipet	okrągła	0,57 mm	0,5-10 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6407	Końcówki kapilarne do pipet	okrągła	0,57 mm	0,5-10 µl	sterylne	200 szt.
	1-6408	Końcówki kapilarne do pipet	płaska	0,37 mm	0,5-10 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6409	Końcówki kapilarne do pipet	płaska	0,37 mm	0,5-10 µl	sterylne	200 szt.
	1-6410	Końcówki kapilarne do pipet	ultrapłaska	0,17 mm	0,5-10 µl	niesterylne	200 szt.
	1-6411	Końcówki kapilarne do pipet	ultrapłaska	0,17 mm	0,1-10 µl	sterylne	200 szt.

Opis

Wykonane z PP. Uniwersalne w zastosowaniu przy pipetach mikrolitrowych Eppendorf, Brand, Gilson, Finnpiquette i Socorex. Przeznaczone specjalnie do elektroforezy żelowej.

Dostępne są trzy modele:

- **Okrągłe zakończenia** o $\varnothing$ zew. 0,57 mm, do żeli o gr. 0,75, 1,0 i 1,5 mm.

- **Płaskie zakończenia** o $\varnothing$ zew. 0,37 mm, do żeli o gr. 0,4 mm.
- **Ultrapiaskie zakończenia** o $\varnothing$ zew. 0,17 mm, do żeli o gr. 0,2 mm.

Wolne od DNaz i RNaz.

Kolor: przezroczysty

Końcówki nie są autoklawowalne. Dostarczane po 200 sztuk w statywie.