



## Końcówki z PP do pipet - 1000 µl



Do pipet Eppendorf, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Posiadają znacznik pierścieniowy przy ok. 250, 500, 1000 µl.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                  | Pojemność   | Kolor     | Szt./Op.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|  | 1-6175  | Końcówki do pipet (PP) | 101-1000 µl | bezbarwny | 1000 szt. |

### Opis

Do pipet Eppendorf, Socorex oraz Gilson. Dostarczane w worku. Posiadają znacznik pierścieniowy przy ok. 250, 500, 1000 µl.