



Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką - przezroczyste

WHEATON[®]

Wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton „33”. Ze specjalną zakrętką „Biogrip” o wyjątkowo długim kołnierzu umożliwiającym bezpieczną pracę z materiałem zakaźnym. Zakrętki z białymi gumowymi (styrenowo-butadienowymi) wkładkami. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	9-0186	Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką	przezroczyste	4 ml	15 x 51 mm	13-415	144 szt.
	9-0187	Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką	przezroczyste	8 ml	17 x 70 mm	15-415	144 szt.
	9-0188	Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką	przezroczyste	12 ml	19 x 72 mm	15-415	144 szt.

Opis

Wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton „33”. Ze specjalną zakrętką „Biogrip” o wyjątkowo długim kołnierzu umożliwiającym bezpieczną pracę z materiałem zakaźnym. Zakrętki z białymi gumowymi (styrenowo-butadienowymi) wkładkami. Autoklawowalne.