



Szerokie fiolki do hodowli *Drosophila*

BIOLOGIX[®]

Szerokie fiolki do hodowli *Drosophila melanogaster* dostępne są w dwóch wariantach materiałowych: z PP (polipropylenu), który cechuje się elastycznością, odpornością chemiczną i pełną autoklawowalnością, oraz z PS (polistyrenu), zapewniający wysoką przejrzystość ułatwiającą obserwację kultur. Gładkie ścianki sprzyjają utrzymaniu czystości, a konstrukcja fiolek gwarantuje odpowiednią wentylację i ochronę przed zanieczyszczeniami. Produkty oferowane są w opakowaniach po 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt./Op.
	B-4382	Szerokie fiolki na <i>Drosophila</i>	28 x 595 mm	PS	20 x 25 szt.
	B-4383	Szerokie fiolki na <i>Drosophila</i>	28 x 595 mm	PP	20 x 25 szt.
	B-4384	Szerokie fiolki na <i>Drosophila</i>	28,5 x 595 mm	PS	5 x 100 szt.
	B-4385	Szerokie fiolki na <i>Drosophila</i>	28,5 x 595 mm	PP	5 x 100 szt.

Opis

Charakterystyka szerokich fiolek na *Drosophila* Biologix

Szerokie fiolki do hodowli ***Drosophila melanogaster*** dostępne są w dwóch wariantach materiałowych, co ułatwia dopasowanie ich do specyfiki pracy laboratoryjnej. **Polipropylen (PP)** jest w pełni autoklawowalny (121°C, 15 psi, 15 min), dzięki czemu sprawdza się w zastosowaniach wymagających sterylizacji. **Polistyren (PS)** oferuje wysoką przezroczystość, która ułatwia obserwację rozwoju kultur.

Fiolki mają **gładkie ścianki** ułatwiające utrzymanie czystości, a ich konstrukcja zapewnia właściwą wentylację i ochronę przed zanieczyszczeniami.

Dostępne warianty produktów

Produkty dostępne są w **workach** oraz w **tackach**, które przyspieszają i ułatwiają napełnianie pożywką, zwiększając ergonomię pracy.

W [ofercie znajdują się również fiolki wąskie](#), pozwalające dobrać pojemnik do rodzaju podłoża i wymagań hodowli. [Korki](#) należy zamawiać osobno.