



Wielofunkcyjny statyw z ABS na probówki 0,2/0,5/1,5/2 ml

BIOLOGIX[®]

Dwustronny statyw na probówki z trwałego ABS umożliwia wygodną organizację mikroprobówek w laboratorium. Strona A oferuje 80 otworów na probówki 1,5 ml i 2,0 ml, a strona B 60 otworów na probówki 0,5 ml i 0,2 ml. W zestawie znajdują się: stojak, dwa uchwyty i dwa łączniki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	Kolor	Nr producenta
	B-0239	Wielofunkcyjny statyw	o poj. 1,5 ml i 2,0 ml lub 0,2 ml i 0,5 ml	60 lub 80 miejsc	różowy	90-8060

Opis

Dwustronny statyw na probówki z trwałego ABS to praktyczne rozwiązanie do organizacji mikroprobówek w laboratorium. Strona A mieści **80 otworów** na probówki **1,5 ml i 2 ml**, natomiast strona B oferuje **60 otworów** przeznaczonych dla probówek **0,5 ml i 0,2 ml**. Stożkowy kształt dolnej części otworów zapewnia stabilne osadzenie probówek i zapobiega ich przechylaniu. Stojak ma kompaktowe wymiary **232 x 66 x 27 mm** (z uchwytem na wysokość **62 mm**) oraz średnice otworów **12 mm i 7,8 mm**, co zapewnia dopasowanie do standardowych formatów.

W zakresie dostawy znajdują się **stojak, dwa uchwyty i dwa łączniki**, co umożliwia szybki montaż statywu i wygodne użytkowanie.