



Końcówki do pipet automatycznych - typu Eppendorf - 200-1000 µl



Końcówki do pipet automatycznych z trzonkiem typu Eppendorf.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-2424	Końcówki typ Eppendorf	5-200 µl	żółte	niesterylne	1000 szt.
	B-2444	Końcówki typ Eppendorf	5-200 µl	żółte	sterylne	250 szt. (50x5)
	B-2426	Końcówki typ Eppendorf	100-1000 µl	niebieskie	niesterylne	1000 szt.
	B-2446	Końcówki typ Eppendorf	100-1000 µl	niebieskie	sterylne	250 szt. (50x5)

Opis

Końcówki do pipet automatycznych z trzonkiem typu Eppendorf.