





## Tacki laboratoryjne

**BIOLOGIX**<sup>®</sup>

Tacki laboratoryjne służą do uporządkowanego układania i przechowywania fiolek. Plastikowa wersja ma wymiary 256 × 256 × 30 mm i podział na 10 × 10 przegródek, natomiast aluminiowa – 292 × 292 × 57 mm i konstrukcję bez przegródek. Oba produkty są pakowane po 2 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Typ	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4460	Tacki z tworzywa sztucznego	256 x 256 x 30 mm	plastik	z przegródkami	2 szt.	51-05010
	B-4461	Tacki z aluminium	292 x 292 x 57 mm	aluminium	bez przegródek	2 szt.	51-0X210

### Opis

**Tacki laboratoryjne** są przeznaczone do organizacji i przechowywania fiolek. Dostępne są dwa warianty, różniące się materiałem wykonania i konstrukcją. **Plastikowa tacka** ma 256 mm długości, 256 mm szerokości i 30 mm wysokości oraz podział na 10 × 10 przegródek, który ułatwia rozmieszczenie wąskich fiolek. **Aluminiowa** ma wymiary 292 mm x 292 mm x 57 mm, a jej konstrukcja bez przegródek zapewnia większą swobodę układania.