



Butle kwadratowe do hodowli Drosophila

BIOLOGIX[®]

Butle kwadratowe do hodowli muszki owocówki (*Drosophila*) wykonane są z lekkiego, trwałego tworzywa i dostępne w dwóch wersjach: PP do autoklawowania oraz PE o wysokiej odporności mechanicznej. Przezroczyste ścianki ułatwiają obserwację rozwoju, a szerokie otwarcie zapewnia wygodne dozowanie pożywki i pracę z muszkami. Konstrukcja gwarantuje dobrą wentylację i ochronę przed zanieczyszczeniami. Dostępne są także warianty z zaokrąglonym dnem. Korki zamawiane osobno – w wersji z pianki lub gąbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Typ	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4386	Butelki z płaskim dnem	57 x 57 x 103 mm	PP	kwadratowe	worek	1 x 200 szt.	51-17720
	B-4387	Butelki z płaskim dnem	57 x 57 x 103 mm	PE	kwadratowe	worek	1 x 200 szt.	51-17730
	B-4388	Butelki z płaskim dnem	57 x 57 x 103 mm	PP	kwadratowe	tacki	8 x 25 szt.	51-17721

Opis

Kwadratowe butle do hodowli muszki owocówki (*Drosophila*) Biologix wykonane są z lekkiego, trwałego tworzywa i dostępne w dwóch wersjach materiałowych: **PP (polipropylen), który można autoklawować**, oraz **PE (polietylen), charakteryzującego się wysoką odpornością na uszkodzenia**. Gładkie, przezroczyste ścianki ułatwiają obserwację stadiów rozwojowych, a szerokie otwarcie umożliwia wygodne dozowanie pożywki i manipulację muszkami. Konstrukcja butelki zapewnia **odpowiednią wentylację**, jednocześnie chroniąc kulturę przed zanieczyszczeniami. Produkt sprawdza się zarówno w rutynowych hodowlach, jak i w pracach badawczych wymagających powtarzalnych warunków.

W ofercie dostępne są również [odpowiedniki z zaokrąglonym dnem](#). Korki należy zamawiać osobno – dostępne [warianty z pianki lub z gąbki](#).