



Końcówki do pipet automatycznych - typu Gilson - 200-1000 µl



Końcówki do pipet automatycznych z trzonkiem typu Gilson.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-2425	Końcówki - typ Gilson	5-200 µl	żółte	niesterylne	1000 szt.
	B-2445	Końcówki - typ Gilson	5-200 µl	żółte	sterylne	250 szt. (50x5)
	B-2427	Końcówki - typ Gilson	100-1000 µl	niebieskie	niesterylne	1000 szt.
	B-2447	Końcówki - typ Gilson	100-1000 µl	niebieskie	sterylne	250 szt. (50x5)

Opis

Końcówki do pipet automatycznych z trzonkiem typu Gilson.