



Butelki do przechowywania elektrod

Szklane butelki do przechowywania elektrod. W zestawie czerwona zakrętka z gwintem GL45. Zakrętki posiadają otwór o średnicy 12 mm z silikonową uszczelką. Wymiary otworu pasują do większości powszechnie stosowanych elektrod. Do wyboru butelka o pojemności 100 ml i 250 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. butelki
	L-1948	Butelka do przechowywania elektrody	100 ml
	L-1949	Butelka do przechowywania elektrody	250 ml

Opis

Szklane butelki do bezpiecznego przechowywania elektrod. Butelki sprzedawane są z czerwoną zakrętką z gwintem GL45. W zakrętkach znajduje się otwór o średnicy 12 mm otoczony silikonową uszczelką. Otwór pasuje do większości obecnych na rynku elektrod. Dostępne są butelki o pojemności 100 ml i 250 ml. [Roztwór do przechowywania elektrod](#) należy dokupić osobno.