



Woda wolna od nukleaz

BIOLOGIX[®]

Woda wolna od nukleaz to wysokiej czystości woda otrzymywana poprzez wielokrotną destylację i sterylizację wody oczyszczonej. Jest pozbawiona pirogenów, nukleaz, proteaz oraz DEPC, dzięki czemu doskonale sprawdza się w biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki i innych dziedzinach wymagających najwyższej czystości reagentów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Nr producenta
	B-4361	Woda wolna od nukleaz	butelka	100 ml	NFW-100
	B-4362	Woda wolna od nukleaz	butelka	500 ml	NFW-500

Opis

Woda wolna od nukleaz Biologix to wysokiej jakości woda otrzymywana poprzez wielokrotną destylację oraz sterylizację wody oczyszczonej. Jest **wolna od pirogenów, nukleaz, proteaz, sterylna i pozbawiona DEPC**. Dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie w biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, chemii, fizjologii, patologii oraz wielu innych dziedzinach.

Zastosowanie wody wolnej od nukleaz Biologix

Produkt jest szczególnie polecany do prac związanych z **RNA i DNA** oraz do procedur wrażliwych na DEPC w badaniach biologii molekularnej. Może być również wykorzystywany do przygotowywania różnego rodzaju roztworów o wysokiej czystości w warunkach laboratoryjnych.

Producent zaleca przechowywanie w temperaturze 2-30°C.

Woda jest dostępna w butelkach o dwóch pojemnościach – **100 i 500 ml**.