



Woda traktowana DEPC

BIOLOGIX[®]

Ultraczysta woda traktowana pirowęglańcem dietylu (DEPC), następnie sterylizowana w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. Każda partia jest testowana na brak RNaz, DNaz i proteaz. Po obróbce nie zawiera praktycznie żadnych pozostałości DEPC i składa się w ponad 99,99% z czystej wody, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań wymagających najwyższej czystości w biologii molekularnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Nr producenta
	B-4363	Woda traktowana DEPC	butelka	100 ml	DEPC-100
	B-4364	Woda traktowana DEPC	butelka	500 ml	DEPC-500

Opis

Ultraczysta **woda poddana obróbce DEPC** (pirowęglań dietylu), a następnie sterylizowana w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Każda partia jest testowana pod kątem obecności RNaz, DNaz i proteaz. Po procesie obróbki woda nie zawiera praktycznie żadnych pozostałości DEPC i składa się w ponad **99,99% z czystej wody**, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających najwyższej czystości w biologii molekularnej.

Producent zaleca przechowywanie w temperaturze 2-30°C.

Produkt jest oferowany w butelkach w dwóch dostępnych pojemnościach – **100 ml lub 500 ml**.