



Woda do iniekcji WFI

BIOLGIX[®]

Woda do iniekcji WFI to jałowa, czterokrotnie destylowana, woda spełniająca wymagania *Water for Injection* zgodne z normami USP i EP. Stosowana jest w biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, chemii i farmacji, a także do przygotowywania roztworów o wysokiej czystości w laboratoriach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Nr producenta
	B-4365	Woda do iniekcji WFI	butelka	100 ml	WFI-100
	B-4366	Woda do iniekcji WFI	butelka	500 ml	WFI-500

Opis

Woda do iniekcji WFI Biologix jest otrzymywana w procesie czterostopniowej destylacji i sterylizacji. Spełnia wymagania jałowej *Water for Injection* określone w normach USP i EP. Woda WFI znajduje **szerokie zastosowanie** w biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, chemii, farmacji i oraz w przygotowywaniu roztworów o wysokiej czystości w laboratoriach.

Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze 2-30°C.

Woda do iniekcji WFI oferowana jest w dwóch pojemnościach buteleczek – **100 ml lub 500 ml**.