



Roztwór soli fizjologicznej 0,9%

BIOLGIX[®]

Jałowy roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9% i ciśnieniu osmotycznym zbliżonym do osocza. Sterylizowany filtracyjnie, wolny od DNaz, RNaz, proteaz i pirogenów. Odpowiedni do procedur aseptycznych oraz hodowli tkanek i komórek in vitro.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność	Nr producenta
	B-4367	0,9% roztwór soli fizjologicznej	butelka	100 ml	IN-100
	B-4368	0,9% roztwór soli fizjologicznej	butelka	500 ml	IN-500
	B-4369	0,9% roztwór soli fizjologicznej	butelka	1000 ml	IN-1000

Opis

Roztwór **soli fizjologicznej (NaCl) o stężeniu 0,9%**, którego ciśnienie osmotyczne jest zbliżone do osocza ludzkiego. Roztwór został sterylizowany filtracyjnie i jest wolny od DNaz, RNaz, proteaz oraz pirogenów, co umożliwia jego bezpośrednie zastosowanie w procedurach aseptycznych.

Stanowi powszechnie stosowany roztwór soli do **hodowli tkanek i komórek in vitro**. Produkt zawiera chlorek sodu o masie cząsteczkowej 58,44 g/mol (NaCl) i jest określany skrótem SPSS.

Przechowywać w temperaturze 2-30°C.

Roztwór jest sprzedawany w butelkach o trzech pojemnościach – **100 ml, 500 ml i 1000 ml**.