



LB Agar Lennox o niskiej zawartości soli

BIOLGIX[®]

LB Agar Lennox to mikrobiologiczne podłoże hodowlane marki Biologix dostarczane w postaci suchego proszku, przeznaczone do hodowli bakterii w warunkach wymagających obniżonej zawartości soli. Wielkość opakowania to 250 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Ilość	Nr producenta
	B-4351	LB Agar Lennox o niskiej zawartości soli	butelka	250 g	LBA-251

Opis

LB Agar Lennox to stałe podłoże hodowlane w postaci suchego proszku. Produkt przeznaczony jest do hodowli bakterii w warunkach wymagających podłoża **o obniżonej zawartości soli**. Produkt oferowany jest w opakowaniu zawierającym 250 g.

Przygotowanie LB Agar Lennox Biologix

W celu przygotowania pożywki należy **odważyć 35 g produktu i rozpuścić w 1 l wody** destylowanej lub dejonizowanej. Następnie wymieszać i ogrzewać aż do całkowitego rozpuszczenia. Gotową pożywkę należy rozlać do probówek lub kolb stożkowych i **sterylizować w autoklawie w 121°C przez 20 minut**.

Skład podłoża w przeliczeniu na 1 l obejmuje:

- trypton 10,0 g,
- ekstrakt drożdżowy 5,0 g,
- chlorek sodu 5,0 g,
- agar 15,0 g.

Końcowe **pH w 25°C wynosi 7,5 ± 0,2**.

W ofercie posiadamy również [podłoże hodowlane LB Agar](#).

Wyłącznie do zastosowań laboratoryjnych i badawczych (RUO, Research Use Only).