



LB Bulion Lennox o niskiej zawartości soli

BIOLOGIX[®]

LB Bulion Lennox o niskiej zawartości soli to mikrobiologiczne podłoże w postaci suchego proszku, przeznaczone do przygotowywania płynnej pożywki do ogólnej hodowli bakterii. Wielkość opakowania wynosi 250 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Ilość	Nr producenta
	B-4353	LB Bulion Lennox o niskiej zawartości soli	butelka	250 g	LBB-251

Opis

LB Bulion Lennox to mikrobiologiczne podłoże hodowlane w postaci suchego proszku, przeznaczone do przygotowywania płynnych pożywek **do hodowli bakterii w warunkach wymagających obniżonej zawartości soli**. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w biologii molekularnej do hodowli *Escherichia coli*. Produkt oferowany jest w opakowaniu zawierającym **250 g**.

W celu przygotowania pożywki należy **odważyć 25 g produktu i rozpuścić w 1 l wody** destylowanej lub dejonizowanej. Następnie mieszać i ogrzewać aż do całkowitego rozpuszczenia. Gotową pożywkę należy rozlać do probówek lub kolb stożkowych i **sterylizować w autoklawie w 121°C przez 15 minut**.

Skład podłoża LB Bulion Lennox Biologix

Skład podłoża w przeliczeniu na 1 l: trypton 10,0 g, ekstrakt drożdżowy 5,0 g oraz chlorek sodu 5,0 g. Końcowe **pH w 25°C wynosi 7,0 ± 0,2**.

Oferujemy również [LB Bulion](#).