



2xYT Agar Medium

BIOLGIX[®]

2xYT Agar to gotowa pożywka agarowa w proszku do hodowli *Escherichia coli*, pakowana w butelkach 250 g. Umożliwia szybkie przygotowanie podłoża o powtarzalnym składzie do rutynowych zastosowań mikrobiologicznych i pracy na płytkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Ilość	Nr producenta
	B-4357	2xYT Agar Medium	butelka	250 g	YTA-250

Opis

2xYT Agar to gotowa pożywka agarowa w proszku przeznaczona przede wszystkim do hodowli ***Escherichia coli***. Produkt dostarczany jest w butelce **250 g** i pozwala na szybkie przygotowanie podłoża o powtarzalnym składzie do rutynowych zastosowań mikrobiologicznych, takich jak namnożenie szczepów, prace klonowania czy prowadzenie hodowli na płytkach.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem; po pobraniu odczynnika szczelnie zamknąć opakowanie.

Przygotowanie podłoża: odważyć **46,0 g** proszku i dodać do **1 l** wody oczyszczonej, następnie ogrzewać przy częstym mieszaniu i zagotować do całkowitego rozpuszczenia składników. Przed użyciem pożywkę należy wysterylizować w autoklawie w **121°C przez 20 minut**, a po schłodzeniu do temperatury odpowiedniej do rozlewania przeleć do płytek lub innych naczyń.

Dostępne jest także podłoże [2xYT Medium](#).