



Czasomierz laboratoryjny - z podpórką



Czasomierz elektroniczny, 1-kanalowy. Urządzenie posiada funkcję odliczania czasu w przód i wstecz do 99 min i 59 s. Wyposażone sygnał świetlny, dźwiękowy oraz wibrację, poprzez które informuje o upływie zadanego czasu. Timer ma wbudowaną podpórkę oraz klips, dzięki któremu można go przypiąć do ubrania.

Miniatura



Nr-art.

L-1314

Nazwa

Czasomierz elektroniczny

Kolor

biały

Typ

1-kanalowy

Opis

Czasomierz elektroniczny TFA, 1-kanalowy. Z funkcją odliczania czasu w przód i wstecz **do 99 min i 59 s**. Urządzenie informuje o upływie zadanego czasu poprzez **sygnał świetlny, dźwiękowy oraz wibrację**. Każdą z tych funkcji można wyłączyć, tak żeby dopasować urządzenie do własnych potrzeb. Posiada podpórkę oraz klips, dzięki któremu można go przypiąć do ubrania.

Zasilany dwoma [bateriami AAA](#), które należy dokupić osobno.