



Butelki do wirówek

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Butelki z szeroką szyjką Eppendorf są przeznaczone do wirowania większych objętości próbek w wirówkach laboratoryjnych. Wykonane z polipropylenu (PP), są autoklawowalne, mają płaskie dno i są dostępne w pojemnościach 400 ml, 500 ml, 750 ml oraz 1000 ml. Produkty oferowane są w zestawach po 2 sztuki i sprawdzają się w codziennej pracy z próbkami wymagającymi wygodnego napełniania, opróżniania oraz bezpiecznego przetwarzania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Materiał	Kształt	Przeznaczenie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-9840	Butelki do wirówek Eppendorf	400 ml	80 x 133 mm	PP	okrągły	do rotorów A-4-81 i S-4x500	2 szt.	5810 729.009
	K-9841	Butelki do wirówek Eppendorf	500 ml	83 x 134 mm	PP	kwadratowy	do rotorów A-4-81 i S-4x500	2 szt.	5820 707.003
	K-9842	Butelki do wirówek Eppendorf	750 ml	102 x 133 mm	PP	okrągły	do rotorów S-4-104, S-4x750, S-4x1000 i S-2xUniversal ID	2 szt.	5820 708.000
	K-9843	Butelki do wirówek Eppendorf	400 ml	102 x 133 mm	PP	okrągły	do rotora S-4x400	2 szt.	5910 707.002
	K-9844	Butelki do wirówek Eppendorf	1000 ml	118 x 133,1 mm	PP	okrągły	do rotorów S-4xUniversal i S-2xUniversal ID	2 szt.	5910 770.006

Opis

Butelki z szeroką szyjką Eppendorf to praktyczne akcesoria laboratoryjne przeznaczone do pracy z większymi objętościami próbek. **Szeroka szyjka** ułatwia napełnianie, opróżnianie oraz czyszczenie butelki, a **płaskie dno** zapewnia stabilne ustawienie na blacie laboratoryjnym. Produkty są dostępne w pojemnościach **400 ml, 500 ml, 750 ml oraz 1000 ml**, co pozwala dobrać odpowiedni wariant do rodzaju próbki i wykonywanej procedury.

Butelki wykonano z **polipropylenu (PP)**, materiału dobrze sprawdzającego się w codziennej pracy laboratoryjnej. Są **autoklawowalne** i odporne na wirowanie – w zależności od modelu maksymalna odporność wynosi do **3 250 x g, 4 570 x g, 5 263 x g** lub **4 415 x g**. Wybrane warianty mają określoną żywotność na poziomie minimum **2 lat lub 250 cykli po 30 minut** w temperaturze **4-25°C**, a także możliwość autoklawowania przez minimum **50 cykli w 125°C**.

Wszystkie butelki sprzedawane są w zestawach po **2 sztuki**. Dzięki zróżnicowanym pojemnościom, odporności na wirowanie i możliwości sterylizacji, butelki Eppendorf sprawdzą się w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i przemysłowych, gdzie liczy się wygoda pracy oraz niezawodność akcesoriów do wirowania próbek.