



Cylindry pomiarowe z PP - niskie - klasa B



Cylinder pomiarowy ze skalą i okrągłą podstawą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Śr. x wys.
	E-4035	Cylinder pomiarowy (PP), niski	50 ml	1,00 ml	27 x 142 mm
	E-4036	Cylinder pomiarowy (PP), niski	100 ml	2,00 ml	37 x 163 mm
	E-4037	Cylinder pomiarowy (PP), niski	250 ml	5,00 ml	51 x 192 mm
	E-4038	Cylinder pomiarowy (PP), niski	500 ml	10,00 ml	67 x 218 mm
	E-4039	Cylinder pomiarowy (PP), niski	1000 ml	20,00 ml	78 x 285 mm

Opis

Cylinder pomiarowy ze skalą i okrągłą podstawą.