



Stojak na worki na odpady 110 l

Stojak na worki na odpady o poj. 110 l wykonany ze stali. Wyposażony w dwa kółka ułatwiające przenoszenie odpadów. Wymiary stojaka: 590 x 435 x 970 mm, waga: 4,5 kg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szer. x gł. x wys.	Szt./Op.
	L-1952	Stojak na worki na odpady	110 l	590 x 435 x 970 mm	1 szt.

Opis

Stojak na worki na odpady o **poj. 110 l**. Stalowy stelaż **wyposażony w dwa kółka** ułatwiające przenoszenie odpadów. Kółka posiadają hamulce, zapobiegające przypadkowemu przesuwaniu się stojaka.

Wymiary stojaka: 590 x 435 x 970 mm. Waga wynosi 4,5 kg.