



Naklejki Cryo-Babies[®] i Cryo-Tags[®] na rolce - prostokątne



Naklejki Cryo-Babies[®] i Cryo-Tags[®] to chemicznie obojętne, białe, prostokątne etykiety przeznaczone do opisywania ręcznego. Do stosowania w zakresie temperatur od -196°C do 80°C. Odpowiednie do oznaczania krioprobówek. Dostarczane na rolce w pudełku po 1000 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./rolka
	B-9100	Naklejki Cryo-Babies [®] na rolce - prostokątne	biały	33 x 13 mm	1000 szt.
	B-9101	Naklejki Cryo-Tags [®] na rolce - prostokątne	biały	38 x 19 mm	1000 szt.

Opis

Naklejki Cryo-Babies[®] i Cryo-Tags[®] to białe, prostokątne naklejki przeznaczone do opisywania ręcznego. Chemicznie obojętne. Posiadają klej odporny na rozpuszczalniki. Etykiety są przystosowane zarówno do klasycznego przechowywania w zamrażarkach, jak i długotrwałego przechowywania w warunkach kriogenicznych. Przylegają do plastiku, szkła i metalu. Wytrzymują szybkie zamrażanie w ciekłym azocie.

Można je stosować w zakresie temperatur od **-196°C do 80°C**. Z tego względu są **szczególnie zalecane do stosowania z krioprobówkami** i innymi naczyniami umieszczanymi w niskich temperaturach.

Dostarczane na rolce w pudełku (1000 naklejek). Oferowane w dwóch wariantach różniących się wymiarami:

- rozmiar 33 x 13 mm (np. do probówek o objętości 1,5 oraz 2,0 ml),
- rozmiar 38 x 19 mm (np. do probówek o objętości 15 oraz 50 ml).