



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> complete - bezpudrowe

**MERCATORMEDICAL**

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla dłoni - są wyjątkowo miękkie i komfortowe. Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4191	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> complete - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XS	lawendowe	100 szt.
	P-4192	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> complete - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	S	lawendowe	100 szt.
	P-4193	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> complete - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	M	lawendowe	100 szt.
	P-4194	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> complete - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	L	lawendowe	100 szt.
	P-4195	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> complete - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XL	lawendowe	100 szt.

### Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki **dłuższemu mankietowi**. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla dłoni - są wyjątkowo miękkie i komfortowe. Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą EN 374 (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne).

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> complete posiadają oznaczenie CE i są zgodne z:

- dyrektywą nr 93/42/EWG - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr 89/686/EWG - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 260 x 70 mm

Długość: 260 mm.

Kolor: lawendowy.