



Statyw metalowy na próbki - 50-stanowiskowy

Metalowy statyw na 50 probówek o średnicy do 18 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. otworów	Rzędy	Liczba miejsc	Długość	Szerokość	Wysokość
	L-9965	Statyw metalowy na próbki	18 mm	5 x 10	50 miejsc	235 mm	115 mm	85 mm

Opis

Metalowy statyw na próbki z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Wykonany ze stali nierdzewnej. Mieści 50 probówek (5 x 10 miejsc) o średnicy do 18 mm.

Wymiary statywu: 235 x 115 x 85 mm (dł. x szer. x wys.).

Szeroka podstawa zapewnia stabilność statywu.