








Kolorowe zlewki z PP z podziałką - 500 ml



Zlewki z podziałką i uchwytem, wykonane z PP. W różnych kolorach. Z możliwością przechowywania piętrowo (jedna na drugiej). Przejrzysta, czytelna nadrukowana skala. Aby zachować oznaczenia skali zaleca się myć zlewki w temperaturze nie większej niż 60°C. Podziałka co 10 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Kolor | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----------|
|  | N-0984 | Zlewka pomiarowa z uchwytem | 500 ml | niebieskie | 1 szt. |
|  | N-0985 | Zlewka pomiarowa z uchwytem | 500 ml | żółte | 1 szt. |
|  | N-0986 | Zlewka pomiarowa z uchwytem | 500 ml | czerwone | 1 szt. |
|  | N-0987 | Zlewka pomiarowa z uchwytem | 500 ml | zielone | 1 szt. |
|  | N-0988 | Zlewki pomiarowe z uchwytem | 500 ml | zestaw - 1 szt. z każdego koloru | 4 szt. |

Opis

Zlewki z podziałką i uchwytem, wykonane z PP. W różnych kolorach. Z możliwością przechowywania piętrowo (jedna na drugiej). Przejrzysta, czytelna nadrukowana skala. Aby zachować oznaczenia skali zaleca się myć zlewki w temperaturze nie większej niż 60°C. Podziałka co 10 ml.

Wysokość: 140 mm.

Średnica: 100 mm.