







## Pipety aspiracyjne z PS

### CORNING

Pipety aspiracyjne Corning® wykonane są z polistyrenu (PS) i przeznaczone do aseptycznego odsysania cieczy z użyciem podciśnienia. Konstrukcja bez podziałki oraz bez zatyczki sprawdza się podczas aspiracji płynów. Dostępne są pojemności 1 ml, 2 ml i 5 ml. Produkty są sterylne i niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8330	Pipety aspiracyjne Corning®	1 ml	sterylny	40 x 25 szt.	1000 szt.	4975
	C-8331	Pipety aspiracyjne Corning®	2 ml	sterylny	pak. ind.	10 x 50 szt.	9016
	C-8332	Pipety aspiracyjne Corning®	2 ml	sterylny	pak. ind.	10 x 100 szt.	9186
	C-8333	Pipety aspiracyjne Corning®	5 ml	sterylny	pak. ind.	4 x 50 szt.	9099

### Opis

## Pipety aspiracyjne

Pipety aspiracyjne Corning® przeznaczone są do aseptycznego odsysania cieczy z użyciem podciśnienia. Wykonane z **polistyrenu (PS)**. Brak podziałki oraz zatyczki filtrującej sprawia, że pipety są przeznaczone **do aspiracji płynów**, a nie do precyzyjnego odmierzania objętości.

## Dostępne pojemności i pakowanie

Pipety są dostępne w **pojemnościach 1 ml, 2 ml i 5 ml**. Wersja 1 ml jest pakowana zbiorczo. Pipety 2 ml i 5 ml są dostępne w **wersjach pakowanych indywidualnie**. Opakowania zbiorcze zawierają od 200 do 1000 sztuk, w zależności od wybranej pojemności i sposobu pakowania.

Produkty są **sterylne i niepirogenne**.