



Pipety serologiczne Falcon® z PS

CORNING

Pipety serologiczne Corning® Falcon® z polistyrenu (PS) są przeznaczone do odmierzania, przenoszenia i dozowania cieczy w sterylnych warunkach laboratoryjnych. Dostępne są pojemności od 1 ml do 100 ml, z podziałką dopasowaną do objętości oraz kodem barwnym ułatwiającym szybką identyfikację. W ofercie znajdują się wersje pakowane zbiorczo oraz indywidualnie, w opakowaniach plastikowych lub papierowo-plastikowych. Produkty są sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8380	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylny	worek	40 x 25 szt.	357506
	C-8381	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	10 x 100 szt.	356521
	C-8382	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	10 x 100 szt.	357521
	C-8385	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylny	worek	40 x 25 szt.	357508
	C-8386	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	10 x 100 szt.	356507
	C-8387	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	10 x 100 szt.	357507
	C-8390	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylny	worek	10 x 50 szt.	357529
	C-8391	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	4 x 50 szt.	356543
	C-8392	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	4 x 50 szt.	357543
	C-8395	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	10 ml	0,1 ml	czerwony	sterylny	worek	20 x 25 szt.	357530
	C-8396	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	10 ml	0,1 ml	czerwony	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	4 x 50 szt.	356551
	C-8397	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	10 ml	0,1 ml	czerwony	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	4 x 50 szt.	357551
	C-8400	Pipety serologiczne Corning® Falcon® - wydłużone	25 ml	0,5 ml	magenta	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	4 x 50 szt.	356535
	C-8401	Pipety serologiczne Corning® Falcon® - wydłużone	25 ml	0,5 ml	magenta	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	4 x 50 szt.	357535
	C-8402	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	25 ml	0,25 ml	magenta	sterylny	worek	10 x 20 szt.	357515
	C-8403	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	25 ml	0,25 ml	magenta	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	4 x 50 szt.	356525
	C-8404	Pipety serologiczne Corning® Falcon®	25 ml	0,25 ml	magenta	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	4 x 50 szt.	357525

	C-8410	Pipety serologiczne Corning® Falcon® 50 ml	1,0 ml	czarny	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	4 x 25 szt.	356550
	C-8411	Pipety serologiczne Corning® Falcon® 50 ml	1,0 ml	czarny	sterylny	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	4 x 25 szt.	357550
	C-8412	Pipety serologiczne Corning® Falcon® 100 ml	1,0 ml	czarny	sterylny	pak. ind. w opak. plastikowe	10 x 5 szt.	357600

Opis

Pipety serologiczne Corning

Pipety serologiczne Corning® Falcon® z polistyrenu (PS) ułatwiają codzienną pracę z cieczami w szerokim zakresie objętości. **Skala na powierzchni** pozwala kontrolować pobieranie i dozowanie płynu, a kolorowe oznaczenia pomagają szybko dobrać odpowiednią pojemność. Produkty sprawdzają się w hodowlach komórkowych oraz dozowaniu nietoksycznych roztworów w warunkach sterylnych.

Pojemności i warianty pipet Falcon

Dostępne są pipety o **pojemności:**

- 1 ml,
- 2 ml,
- 5 ml,
- 10 ml,
- 25 ml,
- 50 ml,
- 100 ml.

Pojemności 1 ml i 2 ml mają **podziałkę** 0,01 ml, 5 ml i 10 ml – 0,1 ml, wybrane 25 ml – 0,25 ml lub 0,5 ml, 50 ml – 1 ml, a 100 ml – 1 ml.

Kody barwne ułatwiają rozróżnienie pojemności: żółty oznacza 1 ml, zielony 2 ml, niebieski 5 ml, czerwony 10 ml, magenta 25 ml, a czarny 50 ml i 100 ml. Dostępne są również pipety Falcon Space Saver 25 ml z podziałką 0,25 ml oraz wydłużone wersje 25 ml z podziałką 0,5 ml.

W ofercie znajdują się warianty pakowane zbiorczo w worku oraz indywidualnie w opakowaniach plastikowych lub papierowo-plastikowych. Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym zależy od pojemności i sposobu pakowania.

Pipety są sterylne i przeznaczone do jednorazowego użytku.