











Płytki do hodowli komórkowych Costar® TC-treated z pokrywką

CORNING

Płytki do hodowli komórkowych Costar® TC-treated dostępne jako warianty 6-dołkowe, 12-dołkowe, 24-dołkowe i 48-dołkowe. Wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS), mają płaskie dno ułatwiające obserwację hodowli. Powierzchnia została przygotowana w celu optymalnego przylegania komórek. Płytki są sterylizowane promieniowaniem gamma i niepirogenne. Pojemność dołka wynosi od 1,6 do 16,8 ml, a powierzchnia wzrostu od 0,95 do 9,5 cm² na dołek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Dno	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8270	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	6 dołków	F-kształtne	16,8 ml	przezroczysty	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	3506
	C-8271	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	6 dołków	F-kształtne	16,8 ml	przezroczysty	sterylny	pak. ind.	50 szt.	3516
	C-8272	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	12 dołków	F-kształtne	6,9 ml	przezroczysty	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	3512
	C-8273	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	12 dołków	F-kształtne	6,9 ml	przezroczysty	sterylny	pak. ind.	50 szt.	3513
	C-8274	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	24 dołki	F-kształtne	3,4 ml	przezroczysty	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	3527
	C-8275	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	24 dołki	F-kształtne	3,4 ml	przezroczysty	sterylny	pak. ind.	50 szt.	3526
	C-8276	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	24 dołki	F-kształtne	3,4 ml	przezroczysty	sterylny	pak. ind.	100 szt.	3524
	C-8277	Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated	48 dołków	F-kształtne	1,6 ml	przezroczysty	sterylny	pak. ind.	100 szt.	3548

Opis

Płytki do hodowli komórkowych Corning® Costar® TC-treated

Płytki do hodowli komórkowych Costar® TC-treated dostępne są jako warianty **6-dołkowe, 12-dołkowe, 24-dołkowe i 48-dołkowe**. Wykonane z **przezroczystego polistyrenu (PS)**, ułatwiają obserwację hodowli, a płaskie dno zapewnia równą powierzchnię roboczą w każdym dołku. **Powierzchnia TC-treated** została przygotowana w celu optymalnego przylegania komórek, co sprzyja prowadzeniu hodowli adherentnych.

Pokrywki z pierścieniami kondensacyjnymi pomagają ograniczyć ryzyko zanieczyszczeń. Indywidualne oznaczenia alfanumeryczne umożliwiają identyfikację poszczególnych dołków, a jednolity format ułatwia układanie płytek w stosy.

Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma i niepirogenne. W zależności od wariantu dostępne są wersje pakowane zbiorczo oraz pakowane indywidualnie. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 lub 100 sztuk.

Dostępne formaty

- 6 dołków: pojemność dołka 16,8 ml, powierzchnia wzrostu 9,5 cm², rekomendowana objętość medium 1,9-2,9 ml,
- 12 dołków: pojemność dołka 6,9 ml, powierzchnia wzrostu 3,8 cm², rekomendowana objętość medium 0,76-1,14 ml,
- 24 dołki: pojemność dołka 3,4 ml, powierzchnia wzrostu 1,9 cm², rekomendowana objętość medium 0,38-0,57 ml,
- 48 dołków: pojemność dołka 1,6 ml, powierzchnia wzrostu 0,95 cm², rekomendowana objętość medium 0,19-0,285 ml.