





Płytki do hodowli komórkowych TC-treated

CORNING

Płytki do hodowli komórkowych Corning® są 96-dołkowe, wykonane z polistyrenu (PS) i przeznaczone do odczytów fluorescencyjnych. Dostępne są modele pełne czarne oraz czarne z przezroczystym dnem, które umożliwia bezpośrednią obserwację mikroskopową. Pojemność pojedynczego dołka wynosi 360 µl, a rekomendowana objętość robocza 75-200 µl. Produkty są sterylne i niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Dno	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8310	Płytki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated z pokrywką	96 dołków	F-kształtne	360 µl	czarny, dno przezroczyste	sterylny	pak. ind.	48 szt.	3603
	C-8311	Płytki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated z pokrywką	96 dołków	F-kształtne	360 µl	czarny, dno przezroczyste	sterylny	5 x 20 szt.	100 szt.	3904
	C-8312	Płytki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated z pokrywką	96 dołków	F-kształtne	360 µl	czarny	sterylny	5 x 20 szt.	100 szt.	3916
	C-8313	Płytki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated	96 dołków	F-kształtne	360 µl	czarny, dno przezroczyste	sterylny	4 x 25 szt.	100 szt.	3614

Opis

Płytki do hodowli komórkowych Corning®

Płytki do hodowli komórkowych Corning® są **96-dołkowe** i **wykonane z polistyrenu (PS)**. Produkty **przeznaczone są do odczytów fluorescencyjnych**.

Modele z przezroczystym dnem

W **C-8310, C-8311 i C-8313** zastosowano **czarne ściany oraz przezroczyste**, płaskie dno, które umożliwia bezpośrednią obserwację mikroskopową. Cieńsza konstrukcja dna pomaga ograniczyć tło fluorescencji i pozwala na odczyty przy długości fali do 340 nm. **C-8312** to pełna **czarna wersja** z płaskim dnem.

Parametry i pakowanie

Pojemność pojedynczego dołka wynosi 360 µl, przy **powierzchni wzrostu około 0,32 cm²** na dołek. Rekomendowana objętość medium wynosi 100-200 µl, a zalecana objętość robocza 75-200 µl. Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma i niepirogenne**.

Wersje C-8310, C-8311 i C-8312 są dostarczane z pokrywką, natomiast C-8313 to wariant bez pokrywki. C-8310 jest **dostępny w pakowaniu indywidualnym**, opakowanie zbiorcze zawiera 48 sztuk. C-8311 i C-8312 dostarczane są **po 20 sztuk w pakiecie, z łączną liczbą 100 sztuk**. C-8313 **występuje w pakietach po 25 sztuk, również w opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 sztuk**.