





Skrobaczki do kultur komórkowych

CORNING

Skrobaczki do kultur komórkowych Corning[®] do delikatnego oddzielania komórek adherentnych od dna szalek, płytek i butelek hodowlanych. Dostępne w dwóch konfiguracjach: z ostrzem o szerokości 18 mm i uchwytem 250 mm oraz z ostrzem 19 mm i uchwytem 180 mm. Sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne i pakowane indywidualnie. Opakowanie zawiera 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. ostrza	Dł. uchwyty	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8031	Skrobaczki do kultur komórkowych Corning [®]	19 mm	180 mm	sterylny	pak. ind.	100 szt.	3008
	C-8030	Skrobaczki do kultur komórkowych Corning [®]	18 mm	250 mm	sterylny	pak. ind.	100 szt.	3010

Opis

Skrobaczki do kultur komórkowych Corning[®]

Przeznaczone są do delikatnego, mechanicznego oddzielania komórek od powierzchni hodowlanych. Konstrukcja ostrza minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia i zapewnia równomierny kontakt z naczyniem, co ułatwia precyzyjne pobieranie materiału komórkowego.

Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne oraz pakowane indywidualnie**. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Dostępne warianty

Skrobaczki dostępne są w dwóch konfiguracjach wymiarowych: **z ostrzem o szerokości 18 mm** i uchwytem o długości 250 mm **oraz w wersji z ostrzem 19 mm** i uchwytem 180 mm.