



Szalki Petriego TC-treated

CORNING

Szalki Petriego Corning[®] TC-treated z powierzchnią modyfikowaną w celu zwiększenia adhezji komórek. Wykonane z polistyrenu (PS), sterylne i niepirogenne. Dostępne w średnicach 35, 60, 100 i 150 mm, w tym w wersji 60 mm z kratką 2 mm. Powierzchnia wzrostu wynosi 9, 21, 55 lub 148 cm², a wysokość – od 10 do 25 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8235	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated	35 mm	10 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430165
	C-8236	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated	60 mm	15 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430166
	C-8237	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated z kratką	60 mm	15 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430196
	C-8238	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated	100 mm	20 mm	sterylny	48 x 10 szt.	480 szt.	430293
	C-8239	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated	100 mm	20 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430167
	C-8240	Szalki Petriego Corning [®] TC-treated	150 mm	25 mm	sterylny	12 x 5 szt.	60 szt.	430599

Opis

Szalki Petriego Corning[®] TC-treated

Szalki Petriego Corning[®] TC-treated przeznaczone są do **prowadzenia hodowli komórkowych wymagających dobrej adhezji komórek** do powierzchni naczyń. Powierzchnia TC-treated została zmodyfikowana w celu zwiększenia przylegania komórek, co wspiera wzrost komórek adherentnych.

Wykonanie **z przezrystego polistyrenu (PS)** ułatwia obserwację hodowli. Produkty są sterylne i niepirogenne. Wypustki ułatwiają układanie naczyń w stosy, a otwory wentylacyjne zapewniają równomierną wymianę gazową.

Dostępne warianty Corning[®] TC-treated

Dostępne średnice obejmują:

- **35 mm: powierzchnia wzrostu 9 cm²**, wysokość 10 mm, rekomendowana objętość medium 1,8-2,7 ml, pakowane po 20 szt., opakowanie zbiorcze 500 szt.
- **60 mm: powierzchnia wzrostu 21 cm²**, wysokość 15 mm, rekomendowana objętość medium 4,2-6,3 ml, pakowane po

20 szt., opakowanie zbiorcze 500 szt.

- **60 mm z kratką 2 mm: powierzchnia wzrostu 21 cm²**, wysokość 15 mm, rekomendowana objętość medium 4,2-6,3 ml, pakowane po 20 szt., opakowanie zbiorcze 500 szt.
- **100 mm: powierzchnia wzrostu 55 cm²**, wysokość 20 mm, rekomendowana objętość medium 11-16,5 ml, pakowane po 10 lub 20 szt., opakowanie zbiorcze 480 lub 500 szt.
- **150 mm: powierzchnia wzrostu 148 cm²**, wysokość 25 mm, rekomendowana objętość medium 30-45 ml, pakiet 5 szt., opakowanie zbiorcze 60 szt.