



Kolby miarowe z PMP z korkami - klasa A - Vitlab



Kolby miarowe klasy A, wykonane z PMP. Wyposażone w korki NS z PP. Kalibrowane indywidualnie na „In”. Z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii oraz pojemnością.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Tolerancja	Wysokość	Szlif	Szt./Op.
	N-0147	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	10 ml	0,04 ml	90 mm	NS 10/19	2 szt.
	N-0148	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	25 ml	0,04 ml	115 mm	NS 10/19	2 szt.
	N-0149	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	50 ml	0,06 ml	150 mm	NS 12/21	2 szt.
	N-0150	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	100 ml	0,10 ml	180 mm	NS 14/23	2 szt.
	N-0151	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	250 ml	0,15 ml	235 mm	NS 19/26	2 szt.
	N-0152	Kolby miarowe z PMP z korkami, klasa A	500 ml	0,25 ml	270 mm	NS 19/26	2 szt.
	N-0153	Kolba miarowa z PMP z korkiem, klasa A	1000 ml	0,40 ml	310 mm	NS 24/29	1 szt.

Opis

Kolby miarowe klasy A, wykonane z PMP. Wyposażone w korki NS z PP. Kalibrowane indywidualnie na „In”. Z nadrukowanym numerem i certyfikatem serii oraz pojemnością.

Nie zaleca się sterylizacji w autoklawie.

Aby zachować oznaczenia zaleca się mycie w temperaturze nie wyższej niż 60°C.