



Butelki do hodowli komórkowych TC-treated

CORNING

Butelki Corning[®] TC-treated wykonane są z polistyrenu (PS) i przeznaczone do hodowli komórek adherentnych. Powierzchnia TC-treated wspiera optymalne przyleganie komórek do podłoża, a podziałka ułatwia kontrolę objętości medium. Dostępne są powierzchnie wzrostu 25 cm², 75 cm², 150 cm², 175 cm² i 225 cm². Produkty są sterylne, niepirogenne i testowane pod kątem integralności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Kształt	Szyjka	Pow. wzrostu	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8560	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka Plug-Seal	prostokątny	skośna	25 cm ²	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430168
	C-8561	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	prostokątny	skośna	25 cm ²	sterylny	10 x 20 szt.	200 szt.	430639
	C-8562	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka fenolowa	prostokątny	skośna	25 cm ²	sterylny	20 x 25 szt.	500 szt.	430372
	C-8563	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka Plug-Seal	U-kształtny	skośna	75 cm ²	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	430720U
	C-8564	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	U-kształtny	skośna	75 cm ²	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	430641U
	C-8565	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka Plug-Seal	U-kształtny	skośna	150 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	430823
	C-8566	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	U-kształtny	skośna	150 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	430825
	C-8567	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka fenolowa	U-kształtny	skośna	150 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	430824
	C-8568	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka Plug-Seal	U-kształtny	kątowa	175 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	431079
	C-8569	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	U-kształtny	kątowa	175 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	431080
	C-8570	Butelki do hodowli komórkowych kodowane Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	prostokątny	kątowa	175 cm ²	sterylny	12 x 7 szt.	84 szt.	431306
	C-8571	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka fenolowa	U-kształtny	kątowa	175 cm ²	sterylny	10 x 5 szt.	50 szt.	431085
	C-8572	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka Plug-Seal	prostokątny	kątowa	225 cm ²	sterylny	5 x 5 szt.	25 szt.	431081
	C-8573	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] TC-treated	zakrętka z wentylacją	prostokątny	kątowa	225 cm ²	sterylny	5 x 5 szt.	25 szt.	431082

Butelki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated

Butelki do hodowli komórkowych Corning® TC-treated wykonane są **z polistyrenu (PS)**. Powierzchnia TC-treated została zastosowana w celu optymalnego przylegania komórek, dlatego produkt sprawdza się w hodowlach adherentnych wymagających stabilnych warunków wzrostu.

Kształt, szyjka i powierzchnia wzrostu

W ofercie znajdują się butelki prostokątne oraz U-kształtne. Dostępne **powierzchnie wzrostu obejmują 25 cm², 75 cm², 150 cm², 175 cm² i 225 cm²**. W zależności od wariantu zastosowano szyjkę skośną lub kątową.

Rodzaje zakrętek

W zależności od konfiguracji dostępne są **zakrętki Plug-Seal, zakrętki z wentylacją oraz zakrętki fenolowe**. Zakrętka Plug-Seal sprawdza się przy szczelnym zamknięciu naczynia, natomiast zakrętka z wentylacją umożliwia wymianę gazową podczas prowadzenia hodowli. W wybranych wariantach zastosowano czarną zakrętkę fenolową.

Parametry pracy i identyfikacja

Butelki **mają naniesioną podziałkę**, która wspiera kontrolę objętości medium. Rekomendowana objętość medium zależy od powierzchni wzrostu i wynosi 5-7,5 ml dla 25 cm², 15-22,5 ml dla 75 cm², 30-45 ml dla 150 cm², 35-52,5 ml dla 175 cm² oraz 45-67,5 ml dla 225 cm². Drukowane numery partii ułatwiają identyfikowalność produktu, a wariant 175 cm² z zakrętką z wentylacją dostępny jest także w wersji kodowanej.

Sterylność i pakowanie

Produkty są sterylne i niepirogenne. W zależności od wariantu opakowanie zbiorcze zawiera 25, 50, 84, 100, 200 lub 500 sztuk.